



Vasküler Doppler Sistemi

Periferik Vasküler Doppler

 **bistos**

Vasküler Doppler



BT-200
Hi dop

Değiştirilebilir problar

Farklı uygulamalar için 4, 5, 8MHz frekanslarında prob seçenekleri
4-5MHz: Femoral, popliteal, subclavian arter ve derin damar
8MHz: Dorsal, pedal, radial orbital arter ve cilde yakın damarlar

Yüksek hassasiyet

Deneyimsiz kullanıcılar dahi çok kolayca küçük damar konum sesini algılar

Diyabetik ayak uygulaması

Sürekli takip diyabetik ayak için optimize edilmiş özel vasküler Doppler



BISTOS Vasküler Doppler

Teknik Özellikler

Kategori	Vasküler Doppler
Model	BT-200
Sipariş kodu	200V
Frekanslar (MHz)	4, 5, 8
Algılama Aralığı (BPM)	50 - 240
Ses Çıkışı (W)	1.2
Kulaklık Çıkışı	●
Değişebilir problar	●
Su geçirmez probe	IP X 2
Ekran tipi	Mono
Batarya Tipi	2 X 1.5V AA
Batarya Çalışma Süresi (Saat)	5
Şarj Edilebilir Batarya	●
Ağırlık (g)	190
Ebatlar (mm) Ana Cihaz (YxGxD)	128 X 75 X 26
Taşıma Kılıfı	●
Garanti (Ana cihaz)	1 Yıl



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3

Ataşehir / İSTANBUL

Tel : +90 216 575 00 70

Fax : +90 216 575 00 71

info@andamedikal.com

www.andamedikal.com