



SURTRON[®]

200

MONOPOLAR VE BIPOLAR ELEKTRO KOTER CHAZI



ENDOSKOPI,
GASTROENTEROLOJI,
ACIL SERVİS,
İLK YARDIM,
JİNEKOLOJİ,
BEYİN CERRAHİSİ,
GÖĞÜS CERRAHİSİ,
ÜROLOJİ,
KBB,
VETERİNER VE
VASKÜLER CERRAHİ

GÜVENLİK

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Koruma: I CF

KONTROL

Hasta Plağı Devre İzleme
Cihaz Üzerinden Çıkış Gücü İzleme
Self Check Kontrolü

MDD 93/42/EC Class: II b



Kompakt Boyutta
Yüksek Performans



SURTRON® 200

Hasta Plakası (Nötr Elektrod)
Hasta plakası bağlantı kablosu
Monopolar koter uçları
2 metre uzunluğunda tekli su geçirmez ayak pedalı
Güç kablosu
Çok kullanımlı Monopolar Kumandalı El Kalemi
Koter kalemi için stand
Tek kullanımlık hasta plağı
Bıçak elektrodu 7 cm
Küre elektrodu Ø4mm -5.5 cm
İğne elektrodu 7 cm

KESME (CUT) : 0-200 Watt \pm 20% (250 yükte)
KESME (DERİNLEMESİNE) : 0-120 Watt \pm 20% (250 yükte)
KESME (BLEND) : 0-120 Watt \pm 20% (200 yükte)
KOAGÜLASYON (COAG) FORCED : 0-150 Watt \pm 20% (150 yükte)
KOAGÜLASYON (COAG) SOFT : 0-90 Watt \pm 20% (100 yükte)
KOAGÜLASYON (COAG) BIPOLAR : 0-80 Watt \pm 20% (50 yükte)

Çalışma frekansı : 600 Hz
Giriş Voltajı: 115-230 Vac
Frekans:50-60 Hz
Giriş Gerilimi:350 VA
Ölçüler(mm): 370x114x210
Ağırlık:6 Kg

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk. Seven Tower No:1/3
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 575 00 70
Fax: +90 216 575 00 71
info@andamedikal.com

www.andamedikal.com

