



ZEUS SERİSİ

ZEUS-400 ELEKTROTHERAPY CİHAZI



Gelişmiş bir emniyet konsepti sayesinde.
En üst düzeyde emniyet ve güvenilirlik.



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3
Ataşehir / İSTANBUL
Tel : +90 216 575 00 70
Fax : +90 216 575 00 71
info@andamedikal.com

www.andamedikal.com

Çıkış Özellikleri

| ZEUS-400 | |
|--------------------|-------------|
| Saf Kesme | 400W / 300Ω |
| Karışık Kesme 1 | 250W / 300Ω |
| Karışık Kesme 2 | 200W / 300Ω |
| Karışık Kesme 3 | 150W / 300Ω |
| Kontak Koagülasyon | 120W / 300Ω |
| Sprey Koagülasyon | 100W / 300Ω |
| Bipolar Kesme | 100W / 100Ω |



Zeus serisi upgrade versiyon güçlü ve istikrarlı teknolojisi ile sayesinde emniyetli esnek ve elverişli bir kullanım sağlar.

Osilatör Frekansı : 400KHz, 500KHz
Güç Kaynağı : AC120V veya AC230V, 50Hz / 60Hz
Koruma Sınıfı : Sınıf 1, Tip CF
Ebatlar : (GxDxYmm) : 330 x 455 x 150
Ağırlık : 13.0Kg



Standart Aksesuarlar

| Kod No | Aksesuar Adı |
|----------|--|
| FS02-01R | İkili Ayak Pedalı |
| FS01-02R | Tekli Ayak Pedalı |
| HD02-01D | Tek Kullanımlık İki Butonlu El Kalem |
| HD01-01R | Çok Kullanımlık Monopolar El Kalem ve Kablosu |
| PL02-04R | Çok Kullanımlık Silikon Hasta Plakası (240 X 50mm) |
| PL03-02D | Tek Kullanımlık Hasta Plakası (2adet) |
| CA02-03R | Tek Kullanımlık Hasta Plaka Kablosu |
| CA03-01R | Topraklama Kablosu |
| CA01-01R | Bipolar Penset Kablosu |
| BF01-01R | Bipolar Penset (Bayonet 17.8cm, 1.0uç) |
| EL01-02D | Elektrot (Bıçak 2.4*70mm) |
| EL02-02D | Elektrot (Küre 5mm) |
| EL03-02D | Elektrot (Halka 6mm) |
| EL04-02D | Elektrot (İğne 2.4*70mm) |
| EL04-04D | Elektrot (İğne Açılı 2.4*70mm) |

Uygulamalar

Genel Cerrahi Üroloji
Dermatoloji Ortopedi
Damar Cerrahi Ağız Cerrahi
Kadın Doğum Plastik Cerrahi
Kulak/Burun/Boğaz Endoskopi
Çocuk Cerrahi

Özellikler

- REM (Dönüş Elektrot Monitorizasyon) fonksiyonu hasta ile dönüş elektrotu arasındaki temas alanını sürekli olarak denetler. Şayet temas alanı yetersiz ise, yüksek-frekanslı akım çıkışını keserek ve kaza eseri elektrokoter hasta yanıklarını önler.
- Sayısal olarak gösterilen dijital görüntüleme ekranında, çıkış güç değerleri kolaylıkla takip edilebilir.
- Cihaz cerrahi işlem sırasında gereken çeşitli kesme (Saf kesme, Karışık kesme1, Karışık kesme2, Karışık kesme3), Koagülasyon (Sprey koagülasyon, Kontak koagülasyon), bipolar kesme ve bipolar koagülasyon fonksiyonlarını içermektedir.
- Her bir işlem modu sesli ve görsel olarak kullanıcıyı bilgilendirmektedir
- Bipolar işlemler bipolar penset ve ayak pedalı ile kontrol edilebilir.



ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K. Bakkalköy Mh. Sevrda Sk. Seven Tower No:1/3
Ataşehir / İSTANBUL
Tel : +90 216 575 0070
Fax : +90 216 575 0071
info@andamedikal.com

www.andamedikal.com

| Aksesuar | Kod No | Aksesuar İsmi | Özellik | Aksesuar | Kod No | Aksesuar İsmi | Özellik |
|----------|----------|-----------------------------------|--|----------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| | FS01-01R | Tekli Ayak Pedalı | 3pin Plug Cable 4m | | CA08-01R | Monopolar Bağlantı Kablosu | 3Ø Connector |
| | FS01-02R | Tekli Ayak Pedalı | 3pin Plug Cable 4m | | CA08-02R | Monopolar Bağlantı Kablosu | 4Ø Connector |
| | FS01-03R | Tekli Ayak Pedalı (ZEUS Vision) | 3pin Plug Cable 4m | | CA02-02R | Hasta Plağı Bağlantı Kablosu | 6.3Pie Plug Silicon Cable 3m |
| | FS02-01R | İkili Ayak Pedalı | 4pin Plug Cable 4m | | CA02-03R | Hasta Plağı Bağlantı Kablosu | ValleyLab Type Plug Silicon Cable 3m |
| | PL01-01R | Çok Kullanımlık Hasta Plağı | Stainless Steel 6.3Pie Plug Cable 3m | | CA03-01R | Topraklama Kablosu | Cable 4Ø, 3m |
| | PL02-01R | Silikon Hasta Plağı | 240mm x 150mm 6.3Pie Plug Cable 3m | | BF01-01R | Bipolar Penset | Bayonet 17.8cm 1.0Tip |
| | PL02-02R | Silikon Hasta Plağı | 165mm x 90mm 6.3Pie Plug Cable 2m | | BF01-02R | Bipolar Penset | Bayonet 15.2cm 1.0Tip |
| | PL02-03R | Silikon Hasta Plağı | 110mm x 80mm 6.3Pie Plug Cable 2m | | BF02-01R | Bipolar Penset | Straight 9.0cm 0.5Tip |
| | PL02-04R | Silikon Hasta Plağı | 240mm x 150mm ValleyLab Type Plug Cable 3m | | BF02-02R | Bipolar Penset | Straight 12.1cm 1.0Tip |
| | PL02-05R | Silikon Hasta Plağı | 165mm x 90mm ValleyLab Type Plug Cable 2m | | BF02-03R | Bipolar Penset | Straight 17.8cm 1.0 Tip |
| | PL02-06R | Silikon Hasta Plağı | 110mm x 80mm ValleyLab Type Plug Cable 2m | | BF03-01R | Bipolar Penset | Angled 9.0cm 0.5 Tip |
| | PL03-02D | Tek Kullanımlık Hasta Plağı | Adult Dual (120Cm) | | BF03-02R | Bipolar Penset | Angled 17.8cm 1.0 Tip |
| | PL03-03D | Tek Kullanımlık Hasta Plağı | Pediatric Dual (66Cm) | | EL01-02D | Elektrot | Knife 2.4*70mm Black |
| | HD01-01R | Monopolar EI Kalemi ve Kablo | Silicon Cable 4Ø 3m | | EL02-02D | Elektrot | Ball 5mm Black |
| | HD01-02R | Monopolar EI Kalemi ve Kablo | Silicon Cable 4Ø 3m | | EL03-02D | Elektrot | Loop 6mm Black |
| | HD02-01D | Tek Kullanımlık iki butonlu kalem | 3pin Plug Cable 3m | | EL04-02D | Elektrot | Needle 2.4 * 70mm Black |
| | CA01-01R | Bipolar Penset Kablosu | 2pin Plug Cable 3m EN Type Connector | | EL04-04D | Elektrot | Needle Angled 45° 2.4 * 70mm Black |
| | CA01-02R | Bipolar Penset Kablosu | 2pin Plug Silicon Cable 3m EN Type Connector | | CT01-01R | Taşıma Sehpa | W390 x D480 x H850 |
| | CA01-03R | Bipolar Penset Kablosu | 2pin Plug Silicon Cable 4m EU Type Connector | | HD03-02R | Sens Probe | 3 Pin Plug Cable 3m |