



### Teknik Özellikler

<b>Model:</b>	<b>KS-Q5N(5W)</b>
<b>Işık yoğunluğu :</b>	2500-70000lux Mesafe=40cm
<b>Lamba başlık çapı :</b>	40mm
<b>Renk sıcaklığı :</b>	5500- 6000K
<b>Işık ayarı :</b>	Dimmer ile kademeli olarak
<b>Işık fokal spot ayarı :</b>	Lamba başlığı üzerinden kontrol
<b>Aydınlatma alan çapı :</b>	maksimum 280mm minimum 60mm Mesafe=40cm
<b>Uzatma kolu mesefesi :</b>	100CM esnek
<b>Işık kaynağı :</b>	1 LED
<b>Güç tüketimi :</b>	5W
<b>Giriş Voltajı :</b>	110V-265V 50/60Hz
<b>Mevcut konfigürasyonlar :</b>	Seyyar, Duvara Monte, Masaya Monte , Raya Monte
<b>Renk :</b>	Siyah
<b>Batarya (Opsiyon) :</b>	Şarj süresi: 6 Saat Batarya süresi: 4 Saat

SeaMed®



SEAMED KS-Q5N LED Muayene Lambası

Anda

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3  
Ataşehir / İSTANBUL  
Tel: +90 216 575 00 70  
Fax : +90 216 575 00 71  
info@andamedikal.com

www.andamedikal.com