

2.5 MM SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanın alerjik reaksiyon geçirmesine neden olmayacak bir madde olan PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Çapaksız ve pürüzsüz olmalıdır. Spekulumun kenarları kulağa zarar vermeyecek şekilde olmalı ve kesici olmamalıdır.
3. Net görüşü engellemeyecek yapıda olmalıdır.
4. Tek kullanımlık sert plastikten olmalıdır. Metal olmamalıdır.
5. Işık kaybını önleyecek şekilde siyah renkli olmalıdır.
6. Işık süzdürmemelidir.
7. Spekulumlar 250 lik kutuda ve 2.5 mm çapında olmalıdır.
8.(marka model) cihaza uygun olmalıdır.