

TEKNİK ÖZELLİKLER

SeaMed®

BS-6930

Leadler : 3/12 Kanal

Örnekleme Oranı : 128-1024 Hz

Kayıt Çözünürlüğü : 10-16 bits

Frekans tepkisi : 0.05-120 Hz, -3dB

Kalp pili : 20,000hz bağımsız kalp pili örnekleme oranı

Kayıt transferi : USB veya SD kart okuyucu

Olay işaretleme : Mevcut

EKG önizleme : Mevcut

Hafıza : SD kart 512MB - 2GB

Boyut ve ağırlık : Boyut: 118x67x29mm - Ağırlık 210g (batarya dahil)

Batarya tüketimi : 1AAA Alkalin pil ile 24-72 saat kayıt

SeaMed®



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.

Seven Tower No:1 Kat:3

Ataşehir / İSTANBUL

T : +90 216 577 52 22 F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com

www.denizlermedikal.com

CE 0434

SEAMED ECHO

TANSİYON HOLTER

SeaMed®



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kompakt dizayn ile şık görünüm,
- Kalp piline uygun yazılım,
- Boyun askı aparatı ile güvenli kullanım,
- 1 adet AAA pil ile kullanım,



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve T.C.A.

K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com

CE 0434



12 KANAL



3 KANAL

