

HR-501

Automated External Defibrillator



**8.5 sn'de EKG
Analizi**



**Veri Kayıt ve
Depolama**



**Yetişkin ve
Pediatrik
Hastalara
Uygun**





Radian AED (Otomatik Harici Defibrilatör), kardiyak fonksiyon analizi ve gerekirse elektroşok sağlayarak, akut kardiyak arrest gibi akut kalp hastalığında normal kardiyak fonksiyonun iyileşmesine yardımcı olur.

Bir AED olarak Heart Guardian™, kurbanların vücut koşullarının kesin analizini sağlar ve gereken tam şok miktarını yapılandırarak güvenlik ve daha hızlı tepkiler vaat eder.





Hem Yetişkinler Hem De Çocuklar İle Uyumludur

- AED pedleri, yalnızca bir düğmeyi ayarlayarak her yaş ve cinsiyet arasında uyumludur
- Heart Guardian, hastanın boyutuna ve durumuna bağlı olarak iki seviyede kesin şok enerjisi sağlar.

8.5 Saniyede Hızlı ve Doğru EKG Analizi

- Heart Guardian sadece 8,5 saniyede EKG (Elektrokardiyografi) analizi sunar.
- EKG Analizi işlevi, düzensiz kalp dalgalarını %97,8 güvenle algılamayı sağlar ve algılamanın hemen ardından elektrik şarjını başlatır.
- Hastanın empedans seviyelerine dayalı yerleşik şok zamanlama tablosu, en doğru şarj süresini ve şok zamanlaması analizini sağlar.

HR-501 TEKNİK VERİ

EKG Analizi	8,5 sn
Yüksek Kapasite Şarj	8 sn
Şok Çıkışı	150 J (Yetişkin) / 50 J (Pediatrik)
Veri Depolama	40 dk
Veri Aktarma	Bluetooth 2.0
Batarya	12 V DC 4.2 A Li-Mn
Şok Çıkışı	200 Maks.
Ped Tipi	Kendinden Yapışkanlı Tek Kullanımlık Elektrod
Boyut	230 x 320 x 85 mm
Ağırlık	1.9 kg