



# C- 11

1.3inch TFT Ekran

## Bilirubinmetre

01.  
Hassas



02.  
Hızlı



03.  
Güvenli



## C-11 BILIRUBIN METERE

### Özellikler

- 8üyük sensör, benzersiz basınç kalibrasyon algoritması, doğru ölçüm sağlar
- Hafif, taşınabilir tasarım, kullanımı kolay
- Ultraviyole filtreleme fonksiyonu ile invazif olmayan ölçüm, güvenli ve hızlı ölçüm LED ışık kaynağı, düşük güç tüketimi, her ölçümden önce bekleme süresine gerek yoktur
- TFT renkli ekran, ölçüm değerini ve pil durumunu net bir şekilde gösterir
- Birimler Umol/l, mg/dl arasında değiştirilebilir
- 20 set veri depolama, dögüsel inceleme
- Veri yükleme ve görüntüleme için Akıllı Telefon ile Bluetooth bağlantısı
- Şarj edilebilir Li-Ion pil, TYPE-C bağlantı noktası hızlı şarjı destekler
- Pil 1000 kez ölçümü destekler

### Teknik

Ekran:	1.3 inch Renkli LCD Ekran
Ölçüm modu:	Çift dalga boyu yöntemi
Ölçüm aralığı:	0~25mg/dL or 0~425 umol/
Hassasiyet:	+1mg/dL(0~15.9mg/dL),+1.5mg/dL(16~25mg/dL) 8
Işık Kaynağı:	8 adet süper parlak çift renkli LED
Sensör:	7.5 mm² büyük alan Foto-Diyot
Güç:	Li-Ion battery 700mAh
Tekrarlama oranı:	<10%

