


KONTED



C10CX

LINEAR COLOR DOPPLER



Frekans

Derinlik

Mod

Uygulamalar


7.5-10MHz

20-100mm

B Mode
B+M
PW Doppler
Color Doppler
Power Doppler

MSK
Göğüs
Tiroid
Yüzeysel
Vasküler
Pediatri
Karotis
Küçük
Organlar

Ultrason yazılımımızı App Store veya Google Play'den indirin



Sınırsız Kullanıcı
Ücretsiz
Güncel
Yazıcı Destekli
Çoklu Dil Desteği

Yazılım Kontrolleri

GN(gain)

D(depth)

ENH(enhancement)

DR(dynamic range)

F(frequency)

FocusPos

PRF

WF

Mode

8TGC

Biopsy

Annote

Page left/right up/down

Ölçüm

B: Length, Area/Circumference,
Angle,Trace,Distance

B+M: Heart Rate, Time, Distance

B+PW:Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth



Paket İçeriği

- 1 * Kablosuz Ultrason
- 1 * Kablosuz Şarj Cihazı
- 1 * USB Kablo
- 1 * Taşıma Askısı
- 1 * Şarj Adaptörü
- 1 * Taşıma Çantası

Bağlantı Tipi

WiFi (802.11n/20MHz/5G)

Desteklenen Cihazlar

Tablet, Akıllı Telefon, PC, vb.

İşletim Sistemi

Android, IOS, Windows

Format

jpg, avi, Mp4 ve DICOM format

Butonlar

3 programlanabilir buton

Batarya

4200 mAh. 3.8V Kablosuz şarjı destekler

Çalışma süresi: >3 saat, Bekleme süresi: >12 saat

Pil ömrü 5-8 yıl

Ölçüler

158(h)x70(w)x30(d) mm

Ağırlık


223g

Element

192



Offer great images to everyone




DENİZLER
MEDİKAL

DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.
K.bakkalköy Mh. Sevda Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22 / 8218
F : +90 216 577 52 21

www.denizlermedikal.com