


C10TX Yeni Çift Problu Çok Amaçlı Ultrason Konveks + Lineer + Kardiyak Prob

- Double probe
- Convex
- Linear
- Cardiac
- 3 in 1
- Color doppler

TANITIM



1 PROBE



1 MOBILE PHONE

Proba baęlı bir kabloya


**sahip geleneksel
tařınabilir ultrason
sisteminin aksine,
C10TX Wifi veya
USB'dir.**

En yeni C10TX Kablosuz ultrason tarayıcı, çift problu, çok amaçlı el tipi dıřbükey+doęrusal+kardiyak Ultrason probu tüm vücut parçalarını teşhis edebilir.C10TX cep telefonlarına/iPad/PC'ye kablolu veya kablosuz bağlantı ile kullanılabilir.IPX7 su geçirmezdir.

Özellikler

Çiftli Ultrason Probu C10TX

(“●” mevcut, “○” mevcut değil)

Model	C10TX
Resim	
Problar	Konveks +Lineer + Kardiyak
İşletim Sistemi	Android. IOS. Windows
Butonlar	1 -Power on/off -Freeze/unfreeze -Tarama Arası Geçiş

*Baęlantı	Wi-Fi&USB
Wi-Fi Tipi	802.11n/20MHz/ 2.4G/5G
Frekans	Konveks:3.2/5Mhz Lineer:7.5/10MHz Kardiyak:2.5/5Mhz
Derinlik	Konveks:90~305mm Lineer:20~100mm Kardiyak:90~160mm
Tarama Açısı	50°
Uzunluk	Lineer: 28mm
Çap	Konveks: R45
Element	128
Ölçüler	121x54x30mm
Ağırlık	186g

Kayma Önleyici Tasarım	4 Yönlü
Koruma Seviyesi	IPX7
Görüntüleme Modu	B B+B B+M Color PW PDI B+Color+PW
Çift ve Tam Ekran	●
Yazılım Kontrolü	
B GN(Gain)	●
Color GN(Gain)	●
D(Depth)	●
ENH(Enhancement)	●
DR(Dynamic Range)	●
H(harmonic)	●
Focus	●
8 TGC	●
Mid-Line	●
An note	●
Page Left/Right Up/Down	●

Dicom	•
Görüntü Kaydı	JPEG, MP4, Dicom
Klip	Automatic / manual 100-200-500-1000 frame
Kare Hızı	18~24 F/S
Ön Ayarlar	Karın, Jinekoloji, Obstetrik Kardiyak, Üroloji, Böbrek, Akciğer, Tiroid, Küçük Parçalar, Pediatri, Damar, Şah Damar, Meme, MSK, Sinir
Ölçümler	B: Uzunluk, Alan/Çevre, Açı, İzleme, Mesafe, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW(BPD, FL) B+M: Kalp Atış Hızı, Zaman, Mesafe, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+ PW:Hız, Kalp Atış Hızı(2), S/D, Derinlik
Ölç Büyüt	•
Otomatik kan akışı ölçümü	Otomatik kan akışı ölçü
	•

Dahili soğutma kaplaması	•
Şarj Ederken Görüntüleme	•
Batarya	Dahili 2 adet şarj edilebilir Yüksek kapasiteli Li-ion pil 3,8 V, 2600 mAh, 9,88 Wh.
Güç Tüketimi	3 W (Canlı) / 1 W (Freeze)
Sürekli Görüntüleme	4 Saat, 72 saat Ultra-long standby
Şarj Süresi	3~4 saat
Şarj Bağlantı	Type-C USB Kablosuz Şarj

4

Renk Seçeneği



#1



#2



#3



#4

“●” means applicable
“○” means inapplicable

