

Maxilite Miller Laringoskop Seti

FIX Tube




ÖZELLİKLER:

304 Paslanmaz çelikten üretim,
Tüm Blade'ler ISO 7376 standartlarına uyumlu
Blade'ler otoklanabilir,
Kapalı Fiber Optik sistem,
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,
Bakım gerektirmez,
Bağlantı vidası bulunmaz.

BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Ölçü
Premature	00	65 MM
Yenidoğan	0	78 MM
Bebek	1	102 MM
Çocuk	2	154 MM
Orta-Yetişkin	3	195 MM
Büyük-Yetişkin	4	205 MM



Maxilite Macintosh Laringoskop Seti




ÖZELLİKLER:

**304 Paslanmaz çelikten üretim,
Tüm Blade'ler ISO 7376 standartlarına uyumlu
Blade'ler otoklanabilir,
Kapalı Fiber Optik sistem,
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,
Bakım gerektirmez,
Bağlantı vidası bulunmaz.**

BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Overall length
Yenidoğan	0	80 MM
Bebek	1	92 MM
Çocuk	2	115 MM
Orta-Yetişkin	3	135 MM
Büyük-Yetişkin	4	155 MM
Ext.Büyük-Yetişkin	5	175 MM



Maxilite McCoy Flexible Laringoskop Seti

FlexTip 70°



Kalite

ÖZELLİKLER:

70°'ye kadar ayarlanabilir flexible blade,
Hassas oval geçişler,
304 Paslanmaz çelikten üretim,
Tüm Blade'ler ISO 7376 standartlarına uyumlu
Blade'ler otoklanabilir,
Kapalı Fiber Optik sistem,
Yüksek performans,uzun ömürlü kullanım,
Bakım gerektirmez,
Bağlantı vidası bulunmaz.

BLADE ÖLÇÜLERİ

Blades	B/No	Size
Çocuk	2	102 MM
Orta-Yetişkin	3	130 MM
Büyük-Yetişkin	4	155 MM





Handle

Fiber Optik Aydınlatma

Ampuller	
Amp	Voltaj
Xenon	2.5V
LED	3.0V
Halogen	2.5V
Halogen	3.5V

Handle	Ölçü	Batarva
■ Infant	122 MM	1 x AA
■ Stubby	125 MM	1 x C
■ Pediatric	160 MM	2 x AA
■ Medium	160 MM	2x C
■ Large	175 MM	2x D

MASAÜSTÜ LARİNGOSOP ŞARJ CİHAZI

ÖZELLİKLER

Kaliteli Plastik Malzeme ile Üretim,
Medium ve Small Handle Şarj İmkânı,
AC Güç ve Şarj Durum Göstergesi,
Kısa Devre, Ters Voltaj, Aşırı Voltaj Koruması
Düşük Pil Göstergesi



LI-ION BATARYA



DC-LI-ION BATARYA



LI-ON BATARYA

ANDA MEDİKAL LTD. ŞTİ.

K.Bakkalköy Mh. San. ve Tic. A.Ş.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL

T: +90 216 575 0070

F: +90 216 575 0071

M: +90 544 577 5214

www.andamedikal.com

info@andamedikal.com

