

KONTED



C10RC

KONVEKS
ENDOKAVİTE
KARDİYAK

EL TİPİ ULTRASON CİHAZI

C10RC

EL TİPİ ULTRASON CİHAZI

KONTED

KONVEKS
ENDOKAVİTE
KARDİYAK

Prob Tipi: Kablosuz çift kafalı dışbükey + TV probu

Yazılım Sistemleri: Android. IOS. pencereler

Prob Düğmesi: Güç açma/kapama, Dondur/çöz, Tarama probunu değiştir

Bağlantı: Wi-Fi, USB

Wi-Fi Türü: 802.11n/20MHz/2.4G/5G

Frekans: Konveks: 3,2/5MHz
Kardiyak: 2,5/5MHz
Endokavite: 6.5/8Mhz

Tarama Derinliği: Konveks: 90-305mm
Kardiyak: 90-160mm
Endokavite: 20-100mm

Tarama Açısı: 80°/149°

Element Sayısı: 128

Boyutlar: 310x54x30mm

Ağırlık: 251g

Kaymaz Tasarım: Probun 4 tarafı

Su Geçirmez Sınıf: IP68



www.denizlermedikal.com

C10RC

EL TİPİ ULTRASON CİHAZI

KONTED

KONVEKS
ENDOKAVİTE
KARDİYAK

Ekran Modu: B, B+B, B+M, Renkli, PW/CW, PDI, B+Renk+PW

Görüntü depolama: JPEG, MP4, Dicom

Klips Döngüsü: Otomatik / Manuel, 100-200-500-1000 çerçeve

Kare hızı: 18~24 F/S

Ön ayarlar: Karın, Kardiyak

Ölçümler: B: Uzunluk, Alan/Çevre, Açı, İz, Uzaklık, GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL)

B+M: Kalp Atış Hızı, Zaman, Mesafe, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV)

B+PW:Hız, Kalp Atış Hızı(2), S/D, Derinlik

Otomatik Damar Akışı Ölçümü: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, Diam, Akış

Pil: Dahili 2 adet şarj edilebilir Yüksek kapasiteli Lition pil 3,8 V, 2600 mAh, 9,88 Wh

Sürekli tarama süresi: 4 saat / 72 saat Ultra uzun bekleme

Şarj süresi: 3~4 saat

