

ÖKSÜRTME CİHAZI



**Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Salınımı
Hava Yolu Temizleme Sistemi**



Large



Medium



Small

Yüksek Frekanslı Göğüs Duvarı Salınımı Hava Yolu Temizleme Sistemi tedavisi, akciğer ve göğüs duvarı yaralanmaları olan travma hastaları için güvenlidir.

3 farklı boyutta , Small, Medium ve Large beden yelekleri beraberinde gelir. Çocuklara ve yetişkinlere uygundur.



Göğüs ve
gövde çevresinde
çoklu mod

AKUT VE KRONİK SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI NEDENİYLE TUTULAN SALGI VE MUKUSLU ÇOCUKLARDAN YETİŞKİNLERE KADAR HER HASTANIN BİREYSEL İHTİYAÇLARINA GÖRE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR.

DÖRT MOD, SIZE UYGUN OLANI SEÇMENİZE OLANAK TANIR.
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR PROFİLLERİ MEVCUTTUR.
BİREYSEL REÇETELERİ KAYDEDER.
BEŞ FARKLI TEDAVİ PROTOKOLÜ AYARLAR.

NORMAL

DÖNGÜ

PROGRAM

RAMPA

GÜVENLİ VE AKILLI SİSTEM

- Hastanın güvenliğini sağlamak için üç seviyeli alarm
- Tek tuşla durdurma işlemi
- Hastanın güvenliğini sağlamak için üç seviyeli alarm



SES

IŞIK

KISA MESAJ

- Yetişkin ve Çocuk hasta modunu değiştirmek kolaylığı



- Kullanıcı dostu arayüz ve rahat deneyim



DENİZLER MEDİKAL SAN. ve TİC. A.Ş.

K.bakkalköy Mh. Sevdâ Sk.
Seven Tower No:1 Kat:3
Ataşehir / İSTANBUL
T : +90 216 577 52 22
F : +90 216 577 52 21

info@denizlermedikal.com
www.denizlermedikal.com